

Поликлональные Антитела Кролика Против Cdx1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - P47902

Артикул: CM0026222



введение

Поликлональные антитела кролика против CDX1, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA) с реактивностью к белкам человека и мыши. Идеально подходят для изучения транскрипционной регуляции в кишечном эпителии и моделях колоректального рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDX1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	CDX1
Вид	Человек
ID гена (человек)	1044
ID гена	1044
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 136-265 человеческого CDX1 (NP_001795.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P47902
Молекулярный вес белка	28кДа
Доставка	Сумка со льдом