

Кроличья Поликлональная Антитело К Cdx2 Для Игх-П И Ифа - Q99626

Артикул: CM0019419



введение

Кроличья поликлональная антитело к CDX2 для ИГХ-П и ИФА. Реагирует с фактором транскрипции CDX2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований развития и дифференцировки кишечника.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CDX2 Rabbit pAb
Примечания/алиасы	CDX3; CDX-3; CDX2/AS; CDX2
Вид	Человек
ID гена (человек)	1045
ID гена	1045
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-180 белка CDX2 человека (NP_001256.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q99626
Молекулярная масса белка	34 кДа
Доставка	Холодильный пакет