


Кроличье Поликлональное Антитело К Сеасам7 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q14002

Артикул: CM0025183



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на SEACAM7 (CGM2), для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Перекрестно реагирует с человеческим, мышинным и крысиным белком. Идеально для изучения клеточной адгезии в эпителии толстой кишки и колоректального рака.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к SEACAM7
Примечания/Альтернативные названия	CGM2; SEACAM7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1087
GeneID	1087
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный химерный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 36-242 человеческого SEACAM7 (NP_008821.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q14002
Молекулярная масса белка	29 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом