

Поликлональное Антитело Кролика К Cend1 Для Wb, Elisa — Q8N111

Артикул: CM0022273

введение

Поликлональное антитело кролика против человеческого CEND1 (BM88), валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для изучения нейрональной дифференцировки и выхода из клеточного цикла.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CEND1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	BM88; CEND1
Вид	Человек
GeneID (человек)	51286
GeneID	51286
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-123 человеческого CEND1 (NP_057648.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8N111
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия транспортировки	Охлаждающий пакет