

Кроличий Поликлональный Антитело Против Cenpe Для Wb, Elisa - Q02224

Артикул: CM0022388



введение

Кроличий поликлональный антитело против CENPE, валидированное для WB и ELISA, реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения конгрессии хромосом и сигналинга митотического контрольного пункта.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CENPE кроличий pAb
Примечания/Псевдоним	KIF10; CENP-E; MCPH13; PPP1R61; CENPE
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1062
GeneID	1062
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2542-2701 человеческого CENPE (NP_001804.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q02224
Молекулярный вес белка	316кДа
Доставка	Сумка со льдом