

Кроличье Поликлональное Антитело К Сер290 Для Wb, Ифа — O15078

Артикул: CM0024689

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого СЕР290 (290 кДа) — ключевого centrosomal белка, участвующего в формировании ресничек. Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, подходит для исследований цилиопатий и биологии centrosom.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к СЕР290
Примечания/алиасы	СТ87; MKS4; POC3; rd16; BBS14; JBTS5; LCA10; NPHP6; SLSN6; 3H11Ag; СЕР290
Вид	Человек
ID гена (человек)	80184
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 950-1050 человеческого СЕР290 (NP_079390.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O15078
Молекулярная масса белка	290 кДа
Доставка	Холодовая упаковка