

Кроличья Поликлональная Антитела К Ces3 - Q6Uww8

Артикул: CM0029225

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела к CES3, валидированные для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Обнаруживают эндогенный CES3 в образцах человека, мыши и крысы. Идеально подходят для изучения детоксикации ксенобиотиков и активации пролекарств в печени, толстой и тонкой кишке.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к CES3
Синонимы	ES31; CES3
Вид реагента	Человек
ID гена (человек)	23491
ID гена	23491
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 269-568 человеческого CES3 (NP_001172106.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q6UWW8
Молекулярная масса белка	62 кДа
Доставка	С ледяным пакетом