

## Кроличий Поликлональный Антитело К Сга Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P01215

Артикул: CM0017359



### введение

Кроличий поликлональный антитело против человеческого CGA (альфа-цепь гликопротеиновых гормонов; ~13 кДа). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживает общую альфа-субъединицу ТТГ, ЛГ, ФСГ и ХГЧ для исследований в области эндокринологии и репродукции.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                               |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CGA кролик pAb                                         |
| Примечания/Псевдонимы     | HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPHA1; CG-ALPHA; CGA |
| Вид                       | Человек                                                |
| GeneID (человек)          | 1081                                                   |
| GeneID                    | 1081                                                   |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                                   |
| Источник                  | Кролик                                                 |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                |
| Применение                | WB, ELISA                                              |
| Перекрестная реактивность | Человек                                                |
| SWISS                     | P01215                                                 |
| Молекулярный вес белка    | 13kDa                                                  |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                         |