


Кроличье Моноклональное Антитело К Cgrp Для Вб, Ифа — P06881

Артикул: CM0007307



введение

CGRP Rabbit mAb от CamelBio — это моноклональное антитело для вестерн-блота и ИФА, нацеленное на пептид, связанный с геном кальцитонина 1 человека (SWISS: P06881). CGRP является вазодилатирующим гормоном, участвующим в работе сердечно-сосудистой системы и нейронных функций. Идеально подходит для исследовательских работ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CGRP Rabbit mAb
Примечания/Альасы	CT; KC; PCT; CGRP; CALC1; CGRP1; CGRP-I; CGRP-alpha
Вид	Человек
ID гена (человек)	796
ID гена	796
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 25-125 человеческого CGRP (NP_001029125.1))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P06881
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Хладоэлемент