

Моноклональное Кроличье Антитело Chdh Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa — Q8Ne62

Артикул: CM0009076

введение

Моноклональное кроличье антитело к CHDH, валидированное для WB, IF-P, IHC-P, ELISA у человека, мыши и крысы. Нацелено на митохондриальную холиндегидрогеназу (65 кДа) для исследований аутофагии и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб к CHDH
Примечания/синоним	CHDH
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	55349
Идентификатор гена	55349
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 245-594 человеческого CHDH (NP_060867.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NE62
Молекулярная масса белка	65 кДа
Доставка	Пакет со льдом