

Кроличье Поликлональное Антитело К Chmp7 - Q8Wux9

Артикул: CM0017029

введение

Поликлональное антитело к CHMP7, валидированное для WB и ELISA у человека, мыши и крысы. Нацелено на белок ESCRT-III, участвующий в запечатывании ядерной оболочки. Идеально подходит для исследований клеточного деления и эндосомальной сортировки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CHMP7
Примечания/синоним	CHMP7
Вид	Человек
GeneID (человек)	91782
GeneID	91782
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8WUX9
Молекулярная масса белка	51 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом