

Кроличья Поликлональная Антитела К Chrna10 - Q9Gzz6

Артикул: CM0029362

введение

Кроличья поликлональная антитела против человеческого CHRNA10 — субъединицы нейронального никотинового ацетилхолинового рецептора. Валидирована для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для исследования слуховой синаптической передачи, адгезии кератиноцитов и кальциевой сигнализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитела к CHRNA10
Примечания/Альтернативные названия	CHRNA10
Вид	Человек
ID гена (человек)	57053
ID гена	57053
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот с 25 по 240 положения человеческого CHRNA10 (NP_065135.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9GZZ6
Молекулярная масса белка	50 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с хладагентом