


Кроличье Поликлональное Антитело К Cited2 Для Wb И Elisa — Q99967

Артикул: CM0020003



введение

Кроличье поликлональное антитело к CITED2, валидированное для вестерн-блоттинга и ELISA. Выявляет белок CITED2 человека, перекрёстно реагирует с белком крысы; расчётная молекулярная масса — 28 кДа. Идеально подходит для изучения регуляции транскрипции и биологии развития.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CITED2
Примечания/синонимы	ASD8; MRG1; VSD2; MRG-1; P35SRJ; CITED2
Вид	Человек
GeneID (человек)	10370
GeneID	10370
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого CITED2 (NP_001161860.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q99967
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом