

Кроличье Моноклональное Антитело К Claudin18.2 Для Ihc-P, Elisa - P56856

Артикул: CM0003728

введение

Специфичное к изоформе CLDN18.2 человека, это кроличье моноклональное антитело валидировано для применений ИHC-P и ELISA. Идеально для исследований плотных контактов, изучения тканей желудка и легких, а также для разработки диагностических тестов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к Claudin18.2
Примечания/Альтернативные названия	SFTA5; SFTPJ; Claudin18.2
Вид	Человек
ID гена	51208
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 человеческого CLDN18.2 (P56856-2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P56856
Молекулярная масса белка	28 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом