

Кроличья Поликлональная Антитело К Cldn18 - P56856

Артикул: CM0029971

введение

Надежное кроличье поликлональное антитело против человеческого клавдина-18, валидированное для ВБ и ИФА. Проявляет перекрестную реактивность с мышинными и крысиными гомологами, идеально подходит для исследований плотных контактов, легких и желудка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья поликлональная антитело к CLDN18
Примечания/Синонимы	SFTA5; SFTPJ; CLDN18
Вид	Человек
ID гена (человек)	51208
ID гена	51208
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слиянный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-261 человеческого CLDN18 (NP_057453.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P56856
Молекулярная масса белка	28 кДа
Доставка	Холодильный пакет