

Кроличыи Поликлональные Антитела К Расщепленному Газдермину В Для Wb И Ифа - Q8Tax9-6

Артикул: CM0019435

введение

Кроличыи поликлональные антитела к расщепленному газдермину В, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Направлены против человеческого газдермина В — порообразующего белка, опосредующего пироптоз. Идеально подходят для исследования клеточной смерти и иммунологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличыи поликлональные антитела к расщепленному газдермину В
Примечания/Алиасы	GSDML; PP4052; GSDMB-1; PRO2521; Расщепленный газдермин В
Вид	Человек
ID гена	55876
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 200-300 человеческого расщепленного газдермина В. (NP_001159431.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q8TAX9-6
Молекулярная масса белка	18 кДа/45 кДа/46 кДа/47 кДа
Доставка	Сумка-холодильник