


Кроличье Моноклональное Антитело К Расщепленному Гасдермину D (С-Конец) - Q9D8T2

Артикул: CM0009577



введение

Кроличье моноклональное антитело к расщепленному Гасдермину D (С-конец) (мышиный белок) для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации и ИФА. Направлено против С-концевой области гасдермина-D — ключевого медиатора пироптоза. Идеально подходит для исследования инфламасом и гибели клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к расщепленному Гасдермину D (С-конец)
Примечания/Альтернативные названия	DF5L; M2-4; Dfna5I; GsdmD-1; Gsdmdc1; 1810036L03Rik
Вид	Мышь
ID гена (человек)	79792
ID гена	69146
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 277-376 мышинного расщепленного Гасдермина D (С-конец) (NP_081236.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИП, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q9D8T2
Молекулярная масса белка	53 кДа
Доставка	Сумка-холодильник