

Расщепленный IL-18 (Tyr37) Кроличьи Mab Для Wb - Q14116

Артикул: CM0007646



введение

Кроличий моноклональный антитело против расщепленного человеческого IL-18 в позиции Tyr37, валидированный для вестерн-блоттинга. Обнаруживает полосу 22 кДа. Идеально подходит для исследований провоспалительных цитокинов и изучения пироптоза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Расщепленный IL-18 (Tyr37) кроличьи mAb
Примечания/Псевдоним	зрелый IL-18; Расщепленный IL-18 (Tyr37)
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3606
GeneID	3606
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий остаткам, окружающим Tyr37 человеческого IL18 (NP_001553.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q14116
Молекулярный вес белка	22КДа
Доставка	Сумка со льдом