

Расщепленный Parp (Asp214) Кроличья Pab - Q921K2

Артикул: CM0018737

введение

Кроличья поликлональная антитело (pAb) против расщепленного PARP (Asp214) обнаруживает специфическую для апоптоза расщепленную форму PARP в образцах мыши. Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA); это поликлональное антитело нацелено на аминокислоты 201-300.

[Узнать больше](#)

Название продукта	Примечания/Псевдоним	Вид	ID гена	Иммуноген	Источник	Категория	Применение	Перекрестная реактивность	SWISS	Молекулярный вес белка
Расщепленный PARP (Asp214) кроличья pAb	PARP; PPOL; ARTD1; Adprp; Adprt1; msPARP; parp-1; sPARP-1; 5830444G22Rik; Расщепленный PARP (Asp214)	Мышь	11545	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 201-300 PARP мыши (Asp214) (NP_031441.2)	Кролик	Поликлональные антитела	WB, ELISA	Мышь	Q921K2	113 кДа