


Расщепленный Parp1 P25 Кроличье Mab Для Вестерн-Блоттинга, Иммунопреципитации, Elisa - P09874

Артикул: CM0003838



введение

Расщепленный PARP1 p25 Кроличье Моноклональное Антитело для Вестерн-блоттинга, Иммунопреципитации и ELISA, с перекрестной реактивностью к человеческому и мышиному белку. Полезно для исследований апоптоза и репарации ДНК.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Расщепленный PARP1 p25 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP; Cleaved PARP1 p25
Вид	Человек
Gene ID (Человек)	142
Gene ID	142
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммунопреципитация (IP), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P09874
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом