


Кроличье Поликлональное Антитело К Расщепленному Фрагменту P25 Parp1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - P09874

Артикул: CM0026600



введение

Кроличье поликлональное антитело против расщепленного фрагмента p25 человеческого PARP1, подходит для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА. Специфично распознает человеческий PARP1, ключевой фермент в репарации ДНК и апоптозе.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к расщепленному PARP1 p25
Примечания/Альтернативные названия	PARP; PARS; PPOL; ADPRT; ARTD1; ADPRT1; PARP-1; ADPRT 1; pADPRT-1; Poly-PARP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	142
ID гена	142
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P09874
Молекулярная масса белка	113 кДа
Доставка	В пакете со льдом