

Кроличье Поликлональное Антитело К Clec2B - Q92478

Артикул: CM0019977

введение

Кроличье поликлональное антитело к CLEC2B (Q92478), валидированное для методов WB и ELISA. Выявляет человеческий CLEC2B, перекрёстно реагирует с белком крысы. Идеально подходит для исследований цитотоксичности, опосредованной NK-клетками, и регуляции иммунных контрольных точек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к CLEC2B
Примечания/синонимы	AICL; IFNRG1; CLECSF2; HP10085; CLEC2B
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	9976
Идентификатор гена	9976
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 40-120 человеческого CLEC2B (NP_005118.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Крыса
SWISS	Q92478
Молекулярная масса белка	17 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом