


Кліс3 Кроличья Поликлональная Антитело - 095833

Артикул: CM0017459



введение

CLIC3 Rabbit pAb — это поликлональное антитело, валидированное для ВБ (вестерн-блоттинга) и ИФА, реагирующее с CLIC3 человека, мыши и крысы (27 кДа). Оно подходит для изучения функций внутриклеточных хлоридных каналов и опухолевой ангиогенеза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CLIC3 кроличья пАб
Примечания/псевдонимы	CLIC3
Вид	Человек
ID гена (человек)	9022
ID гена	9022
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот с 87 по 236 положение CLIC3 человека (NP_004660.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	095833
Молекулярная масса белка	27 кДа
Доставка	Холодовая упаковка с льдом