


Поликлональное Кроличье Антитело К Альфа-Цепи Кластерина Для Wb, Ihc-P, Elisa — P10909

Артикул: CM0017915



введение

Поликлональное кроличье антитело, нацеленное на альфа-цепь человеческого кластерина (CLU/APOJ/CLI). Валидировано для вестерн-блоттинга, ИHC-P и ELISA; перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Идеально подходит для исследований апоптоза, шаперонов и комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело к альфа-цепи кластерина
Примечания/синонимы	CLI; AAG4; APOJ; CLU1; CLU2; KUB1; SGP2; APO-J; SGP-2; SP-40; TRPM2; TRPM-2; NA1/NA2; альфа-цепь кластерина
Вид	Человек
GeneID (человек)	1191
GeneID	1191
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 314–449 альфа-цепи человеческого кластерина (NP_001822.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P10909
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом