

Кроличий Маb К Cnap1 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q15021

Артикул: CM0012461

введение

Высококачественный кроличий моноклональный антитело к CNAPl (CAP-D2/hCAP-D2), валидированное для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Обнаруживает субъединицу 1 конденсинового комплекса человека и мыши. Идеально подходит для исследований митоза и конденсации хромосом. 157 кДа, рекомбинантный иммуноген.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличий МАб к CNAPl
Примечания/Псевдоним	CNAPl; CAP-D2; MCPH21; hCAP-D2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9918
ID гена	9918
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 100-200 человеческого CNAPl (Q15021)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q15021
Молекулярный вес белка	157 кДа
Доставка	Сумка со льдом