

Кроличье Моноклональное Антитело К Cntn4 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q8Iwv2

Артикул: CM0011285

введение

Кроличье моноклональное антитело к CNTN4 — это кроличье моноклональное антитело для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА, детектирующее CNTN4 (контактин-4) человека, мыши и крысы. Оно нацелено на молекулу нейрональной клеточной адгезии, участвующую в росте нейритов и формировании синапсов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к CNTN4
Примечания/Альтернативные названия	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Вид	Человек
ID гена (Человек)	152330
ID гена	152330
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 800-900 белка CNTN4 человека (Q8I WV2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия (ИГХ-П), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q8I WV2
Молекулярная масса белка	113 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом