

Кроличья Поликлональная Антитело К Cntn6 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Uq52

Артикул: CM0014679

введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого CNTN6 (Contactin-6, NB-3). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА. Идеально подходит для изучения развития нервной системы, генерации олигодендроцитов и сигнального пути Notch. - Q9UQ52

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CNTN6 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	NB3; CNTN6
Вид	Человек
GeneID (человек)	27255
GeneID	27255
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-110 человеческого CNTN6 (NP_055276.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9UQ52
Молекулярный вес белка	114кДа
Доставка	Сумка со льдом