

Кроличье Моноклональное Антитело К Коферменту Nad Для Db И Elisa

Артикул: CM0000008

введение

Это кроличье моноклональное антитело к коферменту NAD (A21047) не зависит от вида и подходит для DB и ELISA. Оно предназначено для исследовательского использования в детекции кофермента NAD.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb к коферменту NAD
Вид	Не зависит от вида
GeneID	CAS:53-84-9
Иммуноген	Химические соединения NAD
Источник	Кролик
Категория	Другие модифицированные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Не зависит от вида
Доставка	В пакете со льдом