

Кроличье Поликлональное Антитело К Коферменту Nad Для Db И Elisa - Nad

Артикул: CM0023501

введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на кофермент NAD, подходит для применений ELISA и дот-блоттинга (DB). Видонезависимая реактивность обеспечивает широкое обнаружение NAD в различных биологических образцах. Идеально для исследований метаболизма и редокс-процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к коферменту NAD
Иммуноген	Химические соединения NAD
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	DB, ELISA
Перекрестная реактивность	Видонезависимая
Условия доставки	В пакете со льдом