


Поликлональное Кроличье Антитело К Col2A1 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02458

Артикул: CM0012828



введение

Высокоаффинное поликлональное кроличье антитело к COL2A1, валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований биологии хряща и развития скелета.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное кроличье антитело к COL2A1
Примечания/синонимы	AOM; ANFH; SEDC; STL1; COL11A3; COL2A1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	1280
Идентификатор гена	1280
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1220-1282 человеческого COL2A1 (NP_001835.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P02458
Молекулярная масса белка	142 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом