

## Поликлональное Антитело Кролика Против Col4A6 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q14031

Артикул: CM0022536

### введение

Поликлональное антитело кролика против COL4A6, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Определяет человеческий COL4A6, перекрестно реагирует с крысой. Подходит для исследований внеклеточного матрикса и базальных мембран.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                                                                                                              |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Поликлональное антитело кролика против COL4A6 (pAb)                                                                                   |
| Примечания/Альтернативные названия | DFNX6; DELXq22.3; CXDELq22.3; COL4A6                                                                                                  |
| Вид                                | Человек                                                                                                                               |
| GeneID (Человек)                   | 1288                                                                                                                                  |
| GeneID                             | 1288                                                                                                                                  |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1575-1691 человеческого COL4A6 (NP_001838.2) |
| Источник                           | Кролик                                                                                                                                |
| Категория                          | Поликлональные антитела                                                                                                               |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг (WB), ИФА                                                                                                            |
| Перекрестная реактивность          | Крыса                                                                                                                                 |
| SWISS                              | Q14031                                                                                                                                |
| Молекулярная масса белка           | 164 кДа                                                                                                                               |
| Условия доставки                   | В сумке со льдом                                                                                                                      |