

Кроличье Поликлональное Антитело К Col9A2 Для Вестерн Блоттинга, Ифа - Q14055

Артикул: CM0019012



введение

Кроличье поликлональное антитело к COL9A2 (Q14055), полученное против синтетического пептида из альфа-2(IX) цепи коллагена человека. Подходит для Вестерн блоттинга и ИФА с образцами человека и крысы. Идеально для изучения биологии хряща, стекловидного тела и внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к COL9A2
Примечания/Альтернативные названия	MED, EDM2, STL5, DJ39G22.4, COL9A2
Вид	Человек
ID гена (Человек)	1298
ID гена	1298
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 600-689 белка COL9A2 человека (NP_001843.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Крыса
SWISS	Q14055
Молекулярная масса белка	65 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом