

Поликлональные Кроличьи Антитела Против Col9A3 Для Ihc-Р И Elisa - Q14050

Артикул: CM0029381



введение

Кроличьи rAb против COL9A3 — это поликлональные антитела, полученные от кролика против рекомбинантного фрагмента белка COL9A3 человека. Валидированы для ИHC-Р и ELISA с перекрестной реактивностью с мышью; они поддерживают исследования коллагена IX в хрящевой и глазной тканях.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи rAb против COL9A3
Примечания/Псевдоним	IDD, MED, EDM3, STL6, DJ885L7.4.1, COL9A3
Вид	Человек
GeneID (человек)	1299
GeneID	1299
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 445-684 человеческого COL9A3 (NP_001844.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ИHC-Р, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь
SWISS	Q14050
Молекулярный вес белка	64кДа
Доставка	Сумка со льдом