


Поликлональное Антитело Кролика К Colgalt1 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q8Nbj5

Артикул: CM0019629



введение

Поликлональное антитело кролика к COLGALT1, валидированное для WB, IF/ICC, ELISA у человека, мыши и крысы. Нацелено на проколлаген-галактозилтрансферазу 1 для исследований гликозилирования коллагена и формирования тройной спирали.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COLGALT1 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	BSVD3; GLT25D1; ColGalT 1; COLGALT1
Вид	Человек
Идентификатор гена (человек)	79709
Идентификатор гена	79709
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 30-230 человеческого COLGALT1 (NP_078932.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q8NBJ5
Молекулярная масса белка	72 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом