


Кроличий Моноклональный Антитело Против Коллагена Iv Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Ицк (If/Icc), Ифа (Elisa) - Q01955 / P29400 / P08572 / P02462

Артикул: CM0012451



введение

Кроличье моноклональное антитело, направленное против человеческого Коллагена IV (COL4A1,2,3,4), валидированное для WB, IF/ICC, ELISA. Идеально подходит для исследований базальных мембран и разработки диагностических наборов (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье мАб против Коллагена IV
Примечания/Псевдонимы	ATS2; ATS3; BFH2; ATS3A; ATS3B; BSVD; BSVD1; RATOR; PADMAL; COL4A1s
Вид	Человек
GeneID (Человек)	1285/1282/1284/1286
GeneID	1285/1282/1284/1286
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1555-1669 человеческого Коллагена IV (NP_000082.2).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q01955/P29400/P08572/P02462
Молекулярный вес белка	162 кДа/161 кДа/168 кДа
Доставка	В ледяном пакете