


Кроличьи Моноклональные Антитела К Комплементу C3 Для Wb, Elisa - P01027

Артикул: CM0005745



введение

Моноклональные кроличьи антитела к мышиному комплементу C3 (P01027) для вестерн-блоттинга и ELISA. Перекрестно реагируют с антигенами мыши и крысы. Валидированы для исследовательских целей в области врожденного иммунитета и изучения системы комплемента.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличьи моноклональные антитела к комплементу C3
Примечания/Псевдонимы	ASP; Plp; HSE-MSF; Комплемент C3
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	718
GeneID	12266
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P01027
Молекулярная масса белка	186 кДа
Транспортировка	Пакет со льдом