

Кроличья Поликлональная Антитело К Комплементу C3 Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P01024

Артикул: CM0028826



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на человеческий комплемент C3, валидирована для применения в WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований врожденного иммунитета и воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональная кроличья антитела к комплементу C3
Примечания/Алиасы	ASP; C3a; C3b; AHUS5; ARMD9; CPAMD1; HEL-S-62p; Complement C3
Вид	Человек
ID гена (человек)	718
ID гена	718
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P01024
Молекулярная масса белка	187 кДа
Доставка	Айс-бокс