

Конъюгированная Кроличья Моноклональная Антитела К Aif1/Iba1 - O70200 (Мышь), P55008 (Человек)

Артикул: CM0010568

введение

Конъюгированная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на AIF1/IBA1 (воспалительный фактор аллотрансплантата 1), валидированная для приложений WB и IF-P с перекрестной реактивностью к человеку, мыши и крысе. Подходит для иммуноанализов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Конъюгированная кроличья моноклональная антитела к AIF1/IBA1
Примечания/Синонимы	G1, Iba1, AIF-1, D17H6S50E
Вид	Мышь
ID гена (человек)	199
ID гена (мышь)	11629
Иммуноген	Синтетический пептид: Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 1-100 мышиного AIF1/IBA1 (O70200)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O70200 (мышь), P55008 (человек)
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	С пакетом охлаждающим