

Конъюгированные Aif1/Iba1 Кроличьи Мат - O70200(Мышь),P55008(Человек)

Артикул: CM0009613

введение

Конъюгированные AIF1/IBA1 кроличьи моноклональные антитела, валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P). Обнаруживают AIF1/IBA1 у человека, мыши и крысы. Идеальны для исследований нейровоспаления и микроглии, с постоянной воспроизводимостью от партии к партии для разработки диагностических тестов in vitro (IVD).

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Конъюгированные AIF1/IBA1 кроличьи МАТ
Примечания/Псевдоним	G1; Iba1; AIF-1; D17H6S50E
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	199
ID гена (Мышь)	11629
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 мышиного AIF1/IBA1 (O70200)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O70200(мышь), P55008(человек)
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сухой лед