

Моноклональное Антитело Anti-Cd200/Ox2, Конъюгированное С , Для Проточной Цитометрии - P41217

Артикул: CM0004887

введение

Кроличье моноклональное антитело, конъюгированное с , направленное против человеческого CD200/OX2. Валидировано для проточной цитометрии; специфически распознает клеточный поверхностный гликопротеин, участвующий в иммунной регуляции. - P41217

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Human CD200/OX2 mAb
Примечания/Псевдонимы	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; молекула CD200
Вид	Человек
ID гена	4345
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 31-232 человеческого CD200/OX2 (NP_001352780.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P41217
Молекулярный вес белка	30kDa/31kDa/32kDa
Доставка	Сумка со льдом