

Моноклональное Антитело Anti-Cd31/Ресam1 С Конъюгатом Для Проточной Цитометрии - Q08481

Артикул: CM0007814

введение

Кроличье моноклональное антитело с конъюгатом против CD31/PECAM1 мыши/крысы. Валидировано для проточной цитометрии, подходит для изучения взаимодействия эндотелиальных клеток и лейкоцитов. Нацелено на молекулу адгезии PECAM1. Идеально подходит для исследований в области иммунологии и сосудистой биологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Rabbit anti-Mouse/Rat CD31/PECAM1 mAb
Примечания/Псевдоним	Cd31; Ресam; PECAM-1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	5175
ID гена (Мышь)	18613
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-220 CD31 мыши (NP_001292086.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	FC
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q08481
Молекулярный вес белка	69kDa/77kDa/80kDa/81kDa
Доставка	Сумка-холодоэлемент