

Конъюгированное По Моноклональное Кроличье Антитело К Gfar Для Иф-П - P14136

Артикул: CM0008707



введение

Конъюгированное по моноклональное кроличье антитело к GFAP, валидированное для применения в ИФ-П, реагирует с GFAP человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований астроцитов в рамках нейронаучных работ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Конъюгированное по моноклональное кроличье антитело к GFAP
Примечания/Альяс	ALXDRD
Вид	Человек
GeneID	2670
Иммуноген	Синтетический пептид (Синтетический пептид, соответствующий последовательности в аминокислотном участке 1-100 человеческого GFAP (P14136))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ИФ-П
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P14136
Молекулярная масса белка	50 кДа
Условия доставки	Холодовая упаковка