

Кроличье Моноклональное Антитело К Том20 Для Вб, Иф/Икк, Иф-П — Q15388

Артикул: CM0005837



введение

Конъюгированное с красителем кроличье моноклональное антитело к человеческому белку TOM20, валидированное для использования в ВБ, ИФ/ИКК и ИФ-П. Распознает TOM20 человека, мыши и крысы в исследованиях импорта митохондриальных белков и митозафагии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к TOM20
Примечания/Альтернативные названия	MAS20, MOM19, TOM20
Вид	Человек
ID гена (человек)	9804
ID гена	9804
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 20–145 человеческого TOM20 (NP_055580.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФ-П
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q15388
Молекулярная масса белка	16 кДа
Доставка	Холодильный пакет