


Поликлональное Антитело Кролика Против Cop1 Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - Q8Nhy2

Артикул: CM0023210



введение

Поликлональное антитело кролика против COP1 (pAb), валидированное для вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Подходит для исследования роли COP1 в убиквитинировании, деградации p53 и путях выживания клеток. Перекрестная реактивность с человеческим белком.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против COP1 (pAb)
Примечания / Альтернативные названия	FAP78; RFWD2; CFAP78; RNF200; COP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	64326
ID гена	64326
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 582-731 человеческого COP1 (NP_071902.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS-PROT	Q8NHY2
Молекулярная масса белка	80 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом