

Кроличье Поликлональное Антитело К Sorb1 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - P53618

Артикул: CM0018628

введение

Кроличье поликлональное антитело, полученное против человеческого CORB1 (Бета-КОП). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции/иммуоцитохимии и ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши, крысы. Идеально для изучения опосредованного коатомером транспорта в аппарате Гольджи/ЭПР и липидного гомеостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CORB1 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CORB; BARMACS; CORB1
Вид	Человек
GeneID (человек)	1315
GeneID	1315
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 460-740 человеческого CORB1 (NP_057535.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция/иммуоцитохимия, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P53618
Молекулярная масса белка	107 кДа
Доставка	В пакете со льдом