

Coq9 Кролик Pab - O75208

Артикул: CM0017368



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого COQ9, ключевого участника биосинтеза убихинона. Валидированы для вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA), что обеспечивает надежное обнаружение этой митохондриальной мишени массой 36 кДа. Реагируют с образцами человека.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	COQ9 Кролик pAb
Примечания/Псевдоним	COQ10D5; C16orf49; COQ9
Вид	Человек
ID гена (Человек)	57017
ID гена	57017
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-318 человеческого COQ9 (NP_064708.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	O75208
Молекулярный вес белка	36кДа
Доставка	Сумка со льдом