

Кроличье Поликлональное Антитело К Cox1 - Cox1

Артикул: CM0025330

введение

Кроличье поликлональное антитело против COX1 (Циклооксигеназа-1), реактивное с человеком, мышью и крысой. Подходит для применений WB, IF, IHC-P и ELISA. Иммуноген соответствует аминокислотам 415-514 мышинового COX1. Идеально для исследований воспаления.

[Узнать больше](#)

Параметр	Детали
Название продукта	Кроличье pAb к COX1
Псевдоним	Cox1; COX1
Вид	Мышь
ID гена (Человек)	4512
ID гена (Мышь)	17708
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 415-514 мышинового COX1 (NP_904330.1)
Вид-хозяин	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
Вес белка	56 кДа
Доставка	Ледяной пакет