

## Кроличья Поликлональная Антитело Против Crtap Для Wb, Ihc-P, Elisa - O75718

Артикул: CM0026498



### введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело, направленное против человеческого CRTAP (хрящевого ассоциированного белка), для WB, IHC-P и ELISA. Валидировано на человеке, мыши и крысе. Идеально подходит для изучения гидроксирования коллагена и биологии внеклеточного матрикса.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                                                                                                            |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Название продукта         | CRTAP кроличье pAb                                                                                                                  |
| Примечания/Псевдоним      | O17; CASP; P3H5; LEPREL3; CRTAP                                                                                                     |
| Вид                       | Человек                                                                                                                             |
| ID гена (Человек)         | 10491                                                                                                                               |
| ID гена                   | 10491                                                                                                                               |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-240 человеческого CRTAP (NP_006362.1) |
| Источник                  | Кролик                                                                                                                              |
| Категория                 | Поликлональные антитела                                                                                                             |
| Применение                | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                    |
| Перекрестная реактивность | Человек, Мышь, Крыса                                                                                                                |
| SWISS                     | O75718                                                                                                                              |
| Молекулярный вес белка    | 47кДа                                                                                                                               |
| Доставка                  | Сумка со льдом                                                                                                                      |