

Csta Кроличье Поликлональное Антитело - P01040

Артикул: CM0030195



введение

CSTA кроличье поликлональное антитело — это поликлональное антитело, валидированное для ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА, распознающее цистатин А человека и крысы (UniProt P01040). Подходит для исследований ингибиторов протеаз и адгезии клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	CSTA кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	AREI; PSS4; STF1; STFA; CSTA
Вид	Человек
ID гена (человек)	1475
ID гена	1475
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 1–98 белка CSTA человека (NP_005204.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИГГ-П, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	P01040
Молекулярная масса белка	11 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом