

Поликлональные Кроличьи Антитела К Ctcf Для Вб, Игг-Т, Иф/Икк, Ип, Ифа, Иммунопреципитации Хроматина — P49711

Артикул: CM0016353



введение

Поликлональные кроличьи антитела к CTCF, валидированные для применения в ВБ, ИГГ-Т, ИФ/ИКК, ИП, ИФА и Иммунопреципитации хроматина. Обнаруживают эндогенный CTCF человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований хроматиновой биологии, регуляции генов и трехмерной организации генома.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональные кроличьи антитела к CTCF
Примечания/Альтернативные названия	MRD21; FAP108; CFAP108; CTCF
Вид	Человек
ID гена (человек)	10664
ID гена	10664
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–260 человеческого CTCF (NP_006556.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P49711
Молекулярная масса белка	83 кДа
Доставка	Холодильный пакет